



Die Haar-Kryotherapie ist eine innovative kosmetische Behandlung, die niedrige Temperaturen verwendet, um den Zustand und das Aussehen des Haares zu verbessern. Ähnlich wie die Kryotherapie in der traditionellen Medizin basiert die Haar-Kryotherapie auf der Anwendung von negativen Temperaturen, um therapeutische Vorteile zu erzielen.

Die Frozen Care Kryotherapie-Behandlung kombiniert die Wirkung eines Kryotherapie-Geräts mit einer umfassend entwickelten Linie brasilianischer regenerativer Kosmetika. Dank nährnder Inhaltsstoffe wie hydrolysiertem Keratin, Kokossamenbutter, Traubenkernöl, B-Vitaminen und Aminosäuren spendet die Behandlung nicht nur Feuchtigkeit, sondern regeneriert das Haar und verleiht ihm seinen gesunden Glanz zurück.

Während der Kryotherapie schließt die negative Temperatur der Platten die Haarschuppen effektiv, wodurch die nährstoffreiche Behandlungsmischung noch besser eindringt und perfekt auf das Haar wirkt. Die Frozen Care Behandlung pflegt intensiv, stärkt die Haarstruktur und beseitigt die Auswirkungen von Schäden durch übermäßige Belastung durch schädliche Einflüsse, wie häufige chemische Behandlungen wie Blondieren oder Stylen mit einem Glätteisen.

Das Ergebnis der Frozen Care Haar-Kryotherapie-Behandlung ist nicht nur eine sichtbare Verbesserung des Haarzustands, sondern auch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen schädliche äußere Einflüsse. Das Haar wird glänzend, glatt und gleichzeitig widerstandsfähiger gegen Bruch. Dieser innovative Ansatz der Haarpflege stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern stärkt auch die Struktur des Haares. Der Effekt der Behandlung hält sechs Wochen an und sorgt für eine dauerhafte Haarreparatur.

Die Frozen Care Kryotherapie-Behandlung ist für alle Haartypen geeignet, sowohl für glattes als auch für lockiges Haar, unabhängig von Farbe, Struktur oder Zustand. Die Haar-Kryotherapie zeichnet sich durch ihren einzigartigen Ansatz aus und hebt sich von anderen Pflegeverfahren ab.

Im Gegensatz zu beliebten Behandlungen, die auf Wärme basieren, belastet oder verändert die Kryotherapie die Haarstruktur nicht, wodurch sie sich hervorragend für lockiges Haar eignet. Die FrozenCare-Kryotherapie-Behandlung kann am selben Tag wie die Färbung durchgeführt werden.

Die Behandlung kann auch zwischen anderen Glättungsbehandlungen wie Nanoplastia oder Protein-Glättung durchgeführt werden, um die Haarbeschaffenheit und Vitalität zu verbessern.



Das Frozen Care Kryotherapie-Gerät mit einer Platten-Gefrierfunktion bis -20 °C.

Die Kosmetiklinie für die Behandlung besteht aus vier Produkten:



STEP 1

Vorbereitungsshampoo



STEP 2

Criotherapy botox



STEP 3

Kertine booster ampoul



STEP 4

Criotherapy finisher spray

WIE MAN DIE FROZEN CARE BEHANDLUNG MIT DEM GEFRIERGERÄT DURCHFÜHRT:

- Waschen Sie das Haar gründlich mit dem Priming Shampoo, gekennzeichnet als Schritt 1.
- Bereiten Sie eine Mischung aus 100 g Frozen Care B-tox (Schritt 2) und den Keratin Booster Ampullen (Schritt 3) vor.
- Nach dem Mischen der Inhaltsstoffe die Mischung Strähne für Strähne auftragen und mit einem Kamm durchkämmen, um eine bessere Verteilung des Produkts zu gewährleisten.
- 15 Minuten auf dem Haar einwirken lassen (TIPP: Sie können eine Plastikhaube verwenden) und in der Zwischenzeit das Frozen Care Gerät einschalten.
- Nach 15 Minuten, wenn das Gerät einsatzbereit ist, jede Strähne langsam 3 bis 5 Mal durchziehen.



- Nach Abschluss des Gefrierverfahrens für jede Strähne weitere 15 Minuten warten und dann das Haar gründlich mit lauwarmem, nicht heißem Wasser ausspülen.
- Das Haar mit einem Handtuch trockentupfen, die gesamte Oberfläche mit dem Finishing Spray (Schritt 4) besprühen, das Haar durchkämmen und mit dem Trocknen beginnen (100 %).
- Stylen Sie nach Belieben. (TIPP: Sie können jede Strähne 2-3 Mal mit einem Glätteisen bei niedriger Temperatur behandeln.)

PFLEGE NACH DER BEHANDLUNG:

Nach der Kryotherapiebehandlung empfehlen wir die Verwendung spezieller Frozen Care Shampoos und Masken, die das PEH-Gleichgewicht aufrechterhalten und den Effekt der Behandlung für die angegebenen 6 Wochen bewahren. Die Verwendung von Shampoos oder Conditionern mit ungeeigneten Inhaltsstoffen sowie von Reinigungs- oder handelsüblichen lila Shampoos verkürzt und mindert den Effekt der Behandlung erheblich.



DURCHFÜHRUNG DER FROZEN CARE PFLEGEBEHANDLUNG MIT DEM ULTRASCHALL-GLÄTTEISEN



- Waschen Sie das Haar gründlich mit dem Priming Shampoo, gekennzeichnet als Schritt 1.
- Bereiten Sie eine Mischung aus 100 g Frozen Care B-tox (Schritt 2) und den Keratin Booster Ampullen (Schritt 3) vor. Nach dem Mischen der Inhaltsstoffe die Mischung Strähne für Strähne auftragen und mit einem Kamm durchkämmen, um eine bessere Verteilung des Produkts zu gewährleisten.
- 15 Minuten auf dem Haar einwirken lassen (TIPP: Sie können eine Plastikhaube verwenden), und in der Zwischenzeit das Ultraschall-Glätteisen vorbereiten.
- Nach 15 Minuten das Ultraschall-Glätteisen langsam über jede Strähne 5 Mal führen.
- Nach Abschluss der Behandlung mit dem Ultraschall-Glätteisen weitere 15 Minuten warten und dann das Haar gründlich mit lauwarmem, nicht heißem Wasser ausspülen.
- Das Haar mit einem Handtuch trockentupfen, die gesamte Oberfläche mit dem Finishing Spray (Schritt 4) besprühen, das Haar durchkämmen und mit dem Trocknen beginnen.
- Stylen Sie nach Belieben. Sie können ein Titan-Glätteisen verwenden (2-3 Züge pro Strähne).



HINWEIS: Das Gefriergerät ist mit demineralisiertem Wasser gefüllt; vergessen Sie nicht nachzufüllen, wenn der Wasserstand sehr niedrig ist. Diese Art von Wasser wird für Autokühler verwendet (kann an jeder Tankstelle gekauft werden).